




## SYJ-400 & SYJ-800 Instruction For Turning Off Windows Update


1. Open the folder






## SYJ-400 & SYJ-800 Instruction For Turning Off Windows Update


### 2. Right click the "This PC"






## SYJ-400 & SYJ-800 Instruction For Turning Off Windows Update

### 3. Go to the Properties









## SYJ-400 & SYJ-800 Instruction For Turning Off Windows Update


4. Left click the “Advanced system settings”





## SYJ-400 & SYJ-800 Instruction For Turning Off Windows Update


### 5. Choose the “Hardware”





## SYJ-400 & SYJ-800 Instruction For Turning Off Windows Update

### 6. Go to the “Device Installation Setting”







## SYJ-400 & SYJ-800

### Instruction For Turning Off Windows Update

7. Choose the “Never install driver software from Windows Update”, and Left click “Save Changes”

